






- Non Sterile
- 40 gr. Non woven SMS material
- Long sleeve, open back, knee length gown
- No liquid leakage

### **Ribbed manchett**

An internal soft-textured rib is used to further enhance seal and protection.

# Body sizes



Do Not Wash.  
Yıkamaz



Do not dry in drayer.  
Kurutma makinasında  
kurutulmaz



Do not dry clean  
Kuru temizleme  
yapılmaz



Do not iron  
Ütülenmez



Do not Bleach  
Çamaşır suyu  
kullanılmaz



Do not use twice  
It is disposable  
2.kez kullanılmaz  
Tek kullanımlıktır

# PP SPUNBOND NONWOVEN FABRIC TECHNICAL DATA SHEET

## (MEDICAL APPLICATIONS)

<b>Product</b>	Spunbond Nonwoven (SMS Type)
<b>Content</b>	100 % Polypropylene
<b>Denier</b>	< 4
<b>Maximum Width</b>	3200 mm
<b>Number of Beams</b>	3 - 4
<b>Grammage Tolerance</b>	+/- 5%
<b>Application</b>	Disposable medical textile products production, medical film production

Weight	Tensile Strength N/5cm		Elongation (%)		Water Column
	MD	CD	MD	CD	
40 GSM	63<	35<	55<	55<	280<